



بیمارستان سلامت فردا  
SALAMAT FARDA HOSPITAL

## اکسیژن درمانی

- کپسول در جای گرم و کنار بخاری یا شوفاژ نباشد .
- از افتادن یا ضربه زدن به بدنه ی کپسول اجتناب شود.
- استفاده از وسایل برقی و استعمال دخانیات در اطراف کپسول اکسیژن ممنوع است .
- هر چند روز یکبار ظرف محتوی آب مقطر را با مواد ضدعفونی کننده و آب ، جرم گیری کنید.
- لوله اکسیژن بینی و ماسک را دوبار در هفته با آب و صابون بشویید و خشک کنید .
- حین دریافت اکسیژن ، بیمار در دهان و بینی خود احساس خشکی خواهد کرد ، بنابراین چند بار در روز در دهان و بینی بیمار را با آب شستشو دهید.
- اگر لوله اکسیژن پشت گوش بیمار قرار دارد مراقب باشید که زیر آن قرمز نشود و چندین بار در روز آن را از نظر قرمزی و زخم بررسی کنید.
- اگر عقربه وسیله مدرج تنظیم کننده فشار اکسیژن را باز کردید و عقربه زیر ۵ لیتر را نشان داد یعنی میزان اکسیژن موجود در کپسول کافی نمی باشد .
- در صورتی که بیمار علائم زیر را داشت حتما با پزشک و یا پرستار دوره دیده در میان بگذارید :
  - اگر بیمار به سختی تنفس می کند .
  - اگر احساس بی قراری دارد .
  - اگر لبها و زیر ناخن بیمار آبی شده است .

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی ، خیابان ناطق نوری

تلفن بیمارستان : ۰۲۱-۴۹۲۲۹۰۰۰

آدرس سایت : [www.salamatfardahospital.com](http://www.salamatfardahospital.com)